

PROVA NON ESTRATTA
[Signature] 29/06/22

Caso 2

Paziente in gravidanza alla 20° settimana, esegue determinazione di gruppo e ricerca anticorpi irregolari.

Gruppo AB neg Ccdee kk

Cell#	Rh-ir	Donor Number	Rh-ir											KELL				DUFFY		KIDD		LEWIS			MNS				P		LUTHERAN		Special Antigen Typing	Test Results								
			D	C	E	c	e	f	C ^w	V	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Jk ^a	Jk ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Xg ^a	Le ^a	Le ^b	S	s	M	N	P ₁	P ₂	Lu ^a	Lu ^b											
1	R1wR1	502948	+	+	0	0	+	0	+	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	+	+	0	+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	3+				
2	R2R2	502894	+	0	+	+	0	0	0	/	0	+	+	+	/	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0	+											
3	IT	501849	0	0	0	+	+	+	0	/	+	+	0	+	/	+	+	0	0	+	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+												
Patient Cells																																										

Shaded columns indicate those antigens which are destroyed or depressed by enzyme treatment. LOT NO. 6SS8128. EXP. DATE 2022-06-06. ANTIGRAM® Antigen Profile. "I" represents "Not Tested" for new donors.

Ortho Clinical Diagnostics Reagent Red Blood Cells 0.8% Surgiscreen® © Ortho Clinical Diagnostics 2010

Si esegue pannello identificativo:

Cell#	Rh-ir	Donor Number	Rh-ir											KELL				DUFFY		KIDD		LEWIS			MNS				P		LUTHERAN		Special Antigen Typing	Test Results															
			D	C	E	c	e	f	C ^w	V	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Jk ^a	Jk ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Xg ^a	Le ^a	Le ^b	S	s	M	N	P ₁	P ₂	Lu ^a	Lu ^b																		
1	R1wR1	502924	+	+	0	0	+	0	+	/	0	+	0	+	/	+	0	+	0	+	0	+	0	+	+	+	+	+	0	+	HLA+																		
2	R1R1	502925	+	+	0	0	+	0	0	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	+	+	0	+	+	0	0	+	0	0	+																			
3	R2R2	502926	+	0	+	+	0	0	0	/	+	+	0	+	/	+	0	+	0	+	0	0	+	0	+	+	+	+	0	+																			
4	Ror	502927	+	0	0	+	+	+	0	/	0	+	+	+	/	+	0	0	+	0	0	0	0	+	+	+	0	0	+																				
5	r ^r	502928	0	+	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	+	+	0	+	0	+	+	+	0	0	+	@																		
6	r ^r	502929	0	0	+	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	@																			
7	rr	502930	0	0	0	+	+	+	0	/	+	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	@																		
8	rr	502931	0	0	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	+	0	0	+	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+																			
9	rr	502932	0	0	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	+	0	0	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	+																			
10	rr	502933	0	0	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	+	0	+																		
11	R1R1	502934	+	+	0	0	+	0	0	/	+	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+																			
Patient Cells																																																	
Mode of Reactivity			37°C/Antiglobulin					Antiglobulin					Variable			Cold				Var.																													

Shaded columns indicate those antigens which are destroyed or depressed by enzyme treatment. "I" represents "Not Tested" for new donors.

Si contatta telefonicamente la pz: In anamnesi Aborto circa 2 anni fa

Quale anticorpo si identifica?

Quale esame eseguiresti ulteriormente?

Caso 3

Richiesta trasfusionale per intervento chirurgico per F A nato 21-11-1989 gruppo A CcDee kk

Si esegue T&S

Cell#	Rh-ir	Donor Number	Rh-ir															KELL												DUFFY				KIDD		LEWIS			MNS			P	LUTHERAN		Special Antigen Typing	Test Results		
			D	C	E	c	e	f	C ^w	V	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Jk ^a	Jk ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Xg ^a	Le ^a	Le ^b	S	s	M	N	P ₁	Lu ^a	Lu ^b	Cell#	~	+	-														
1	R1wR1	502917	+	+	0	0	+	0	+	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	-											
2	R2R2	502918	+	0	+	+	0	0	0	/	+	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	0	+	+	+	+	+	0	+								2	4+										
3	rr	502919	0	0	0	+	+	+	0	/	0	+	+	+	/	+	0	+	+	0	+	+	0	+	0	0	0	+									3	-										
Patient Cells																																																

Shaded columns indicate those antigens which are destroyed or depressed by enzyme treatment.

LOT NO.

8SS7125

EXP. DATE

2022-05-09

CCFY MW.00

"/" represents "Not Tested" for new donors.

Reagent Red Blood Cells
 0.8% Surgiscreen®

©Ortho Clinical Diagnostics 2010

ANTIGRAM®
 Antigen Profile

035201101

Ortho Clinical Diagnostics

Si contatta il reparto per anamnesi trasfusione: negativa, non risultano trasfusioni nel nostro centro.

Si esegue pannello identificativo:

Cell#	Rh-ir	Donor Number	Rh-ir															KELL												DUFFY				KIDD		LEWIS			MNS			P	LUTHERAN		Special Antigen Typing	Test Results		
			D	C	E	c	e	f	C ^w	V	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Jk ^a	Jk ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Xg ^a	Le ^a	Le ^b	S	s	M	N	P ₁	Lu ^a	Lu ^b	Cell#	-	+	-														
1	R1wR1	502898	+	+	0	0	+	0	+	/	0	+	0	+	/	+	+	0	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0	+								1	-										
2	R1R1	502899	+	+	0	0	+	0	0	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	+	+	0	+									2	-									
3	R2R2	500771	+	0	+	+	0	0	0	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	0	+	HLA+									3	3+									
4	Ror	502900	+	0	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	0	0	0	+	+	0	+	+	+	+	+	+										4	-									
5	rr	502738	0	+	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	0	@HLA+										5	-									
6	r'r	502901	0	0	+	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	0	+	+	+	0	+	0	+	+	0	0	@											6	3+								
7	rr	502902	0	0	0	+	+	+	0	/	+	+	0	+	/	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	0	@HLA+											7	-								
8	rr	502903	0	0	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	0	0	+	+	0	0	+	+	0	+	0	@HLA+												8	-							
9	rr	502804	0	0	0	+	+	+	0	/	0	+	+	/	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	0													9	-							
10	rr	502905	0	0	0	+	+	+	0	/	0	+	0	+	/	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	0	0													10	-							
11	R1R1	501128	+	+	0	0	+	0	0	/	+	+	0	+	/	+	0	+	+	+	0	0	+	0	0	0	+	+													11	-						
Patient Cells																																																
Mode of Reactivity			37°C/Antiglobulin															Antiglobulin												Variable				Cold			Var.											

Shaded columns indicate those antigens which are destroyed or depressed by enzyme treatment.

"/" represents "Not Tested" for new donors.

Quale anticorpo si identifica?

Con quale modalità di assegnazione si procede? Quali unità selezioni?